

Desinfektionsmittel 3

Sanodes

Produktbeschreibung:

Stark konzentriertes Desinfektionsmittel, für die kombinierte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Materialien zugelassen. Gesetzliche Zulassung in den Niederlanden (10016N), Belgien (4709B) und Deutschland (N-35837) unter dem Namen Sanodes.

Anwendung:

Das Produkt ist für die kombinierte Reinigung und Desinfektion von Anlagen, Wänden, Böden und Geräten zugelassen. Kann in (Sport)Kantinen, im Gaststättengewerbe, Küchen, Bäckereien, Metzgereien usw. eingesetzt werden. Wirkt Bakterien und Hefen entgegen. Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden.

Gebrauchsanleitung und Dosierungen:

Dosierung mit dem Ecodos-Spender.

Sprühmethode:

5 ml des Produkts in eine Sprühflasche mit 500 ml kaltem Wasser geben. Die Desinfektionslösung auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und 5 Minuten einwirken lassen. Lebensmittel-Kontaktstellen anschließend mit sauberem Wasser gut nachspülen. Sprühflasche täglich entleeren.

Wischverfahren:

20 ml des Produkts in einen mit 2 Liter lauwarmes Wasser gefüllten Arbeitseimer geben. Die Desinfektionslösung auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Lebensmittel-Kontaktstellen anschließend mit sauberem Wasser gut nachspülen.

Technische Eigenschaften:

Farbe: Farblos
 Duft: Unparfümiert
 pH-Wert des Konzentrats: 12,5
 Zusammensetzung: Auf der Grundlage synthetischer Rohstoffe.

Packungsgrößen:

Beutel 1,8 Liter: 3 Stück in einem Karton

Sicherheit und Lagerung:

Weitere Informationen über Lagerung, Transport und Sicherheit entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsblatt.

