

Desinfektionsmittel 3

Sanodes

Produktbeschreibung:

Stark konzentriertes Desinfektionsmittel für die kombinierte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, Geräten und Materialien. Gesetzliche Zulassung in den Niederlanden (10016N), Belgien (4709B) und Deutschland (N-35837) unter dem Namen Sanodes.

Anwendung:

Ecodos Desinfektionsmittel kann zum Reinigen und Desinfizieren von Anlagen, Wänden, Böden und Geräten eingesetzt werden. Das Produkt kann in (Sport)Kantinen, im Gaststättengewerbe, Küchen, Bäckereien, Metzgereien usw. eingesetzt werden. Wirkt Bakterien und Hefen entgegen. Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden.

Gebrauchsanleitung und Dosierungen:

Für die Anwendung im Eimer sowie in der Sprühflasche geeignet.

Sprühmethode:

1 Verschlusskappe (5 ml) des Produkts in eine Sprühflasche mit 500 ml kaltem Wasser geben. Die Desinfektionslösung auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und 5 Minuten einwirken lassen. Lebensmittel-Kontaktstellen anschließend mit sauberem Wasser gut nachspülen. Sprühflasche täglich entleeren.

Wischverfahren:

2 Verschlusskappen (10 ml) des Produkts auf 1 Liter lauwarmes Wasser in einen Arbeitseimer geben. Die Desinfektionslösung auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Lebensmittel-Kontaktstellen anschließend mit sauberem Wasser gut nachspülen.

Technische Eigenschaften:

Farbe:	Farblos
Duft:	Unparfümiert
pH-Wert des Konzentrats:	12,5
Zusammensetzung:	Auf der Grundlage synthetischer Rohstoffe.

Packungsgrößen:

Dosierflasche 1 Liter:	6 Stück in einem Karton
Nachfüllbeutel 1 Liter:	6 Stück in einem Karton

Sicherheit und Lagerung:

Weitere Informationen über Lagerung, Transport und Sicherheit entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsblatt.

